

Tobillera Refrigerante Hidrogel



Refrigere su tobillo tras un sobreesfuerzo o una lesión, disminuya el dolor significativamente gracias a la tobillera refrigerante.

Calificación: Sin calificación

Precio:

Precio base con impuestos:€45,00

€45,00

Descuento:

Cantidad de impuestos: €7,81

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Refrigeración del tobillo con la prenda ortopédica refrigerante. Refrigerar la articulación para una recuperación rápida y fácil. Al dañarse el tobillo, sea por tropezar caminando o haciendo deporte, se experimenta un dolor intenso y prolongado acompañado con un hinchazón normalmente impresionante, disminuya ese dolor e hinchazón con refrigeración. Dispone de dos asas con velcro para ajustarse fácilmente alrededor de su pie. La terapia con frío con ropa refrigerada es el mejor tratamiento inmediato en caso de lesiones agudas, ya que reduce la inflamación y el dolor. Únicas tobilleras, únicas porque apoyan y refrescan a la vez, una garantía para una recuperación más rápida. Además, nuestros apoyos hidrogel son transpirables de manera óptima y ofrecen la tecnología de refrigeración 2-en-1; enfriamiento con hielo o refrigeración por evaporación. Estos métodos autónomos de refrigeración son fáciles de activar. Simplemente sumérgalas bajo el agua durante unos 20 minutos o póngalos en la lavadora en "ciclo de agua fría".

- Sencillo cierre con velcro
- Refresca los músculos rápida y fácilmente
- Principio 2 en 1 de enfriamiento: Evaporación por calor corporal óptima
- Compartimentos refrigerantes cosidos
- La refrigeración dura hasta 72 horas
- Opcional: Más frío congelando el chaleco debidamente

¿Como activarlo?

HIDROGEL

1. Poner en remojo en agua fría durante 20 minutos u opcionalmente l.....
2. Centrifugar durante un minuto a baja velocidad (600 rpm o menos), no incremente el tiempo ni la velocidad del centrifugado, podría dañar el producto.
3. Deje que se seque en un espacio ventilado hasta que este seco. Si se seca al sol, es aconsejable dejarlo secar por la parte interior, negra.

La ropa se enfría por evaporación (enfría 5-10 °C en comparación con la temperatura ambiente). En caso de necesitar un enfriamiento adicional se pueden meter los productos de hidrogel en la nevera para proporcionar diez minutos de intenso enfriamiento extra.

Después de estos diez minutos, los productos de hidrogel se enfrían progresivamente por evaporación de nuevo. Si se requiere aún más refrigeración, los productos de hidrogel se pueden meter en el congelador (la tela debe estar seca primero para no congelarse junto al hidrogel) para proporcionar hasta tres horas de refrigeración intensa adicional ya que el hidrogel se ha convertido en hielo y se derretirá lentamente.

Las piezas ortopédicas

Estas piezas ortopédicas (disponibles para la cadera, el muslo, la rodilla, el codo, la muñeca o el tobillo) son una combinación única de compresión y refrigeración en un solo producto. Ya no hace falta estar pendiente de los montones de packs y vendas refrigerantes sueltos, ni siquiera se necesita una nevera.

Los accesorios

Estos accesorios están disponibles para el cuello, la cabeza y la muñeca y se pueden activar en unos pocos minutos para proporcionar alivio inmediato. Los accesorios son fáciles de llevar y gracias a la activación rápida estarán disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Por su reducido tamaño se secan antes que un producto de tamaño superior.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.