

Muñequera Refrigerante Easy



Con esta muñequera refrigerante relaja la muñeca en caso de estrés térmico o dolores agudos y crónicos.

Calificación: Sin calificación

Precio:

Precio base con impuestos:€9,95

€9,95

Descuento:

Cantidad de impuestos: €1,73

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Muñequera refrigerante Easy que ofrece una refrigeración de la articulación y músculos fácil y rápidamente. Esta es la versión más reducida y portable. Es más fina que la muñequera Easy, esta pensada para una refrigeración corta y rápida, para momentos puntuales. Sufrió una caída haciendo deporte o tropezando? La muñequera refrigerante Easy le va a aliviar el dolor y bajar el hinchazón. La terapia con frío con ropa refrigerada es el mejor tratamiento inmediato en caso de lesiones agudas, ya que reduce la inflamación y el dolor. Las muñequeras Easy apoyan y refrescan a la vez, una garantía para una recuperación más rápida. Además, nuestros apoyos Fleece son transpirables de manera óptima y ofrecen la tecnología de refrigeración 2-en-1; enfriamiento con hielo o refrigeración por evaporación. Estos métodos autónomos de refrigeración son fáciles de activar. Simplemente sumerja bajo el agua durante unos 20 minutos o póngalos en la lavadora en el "ciclo de agua fría".

- Sencillo cierre con velcro
- Refresca la muñeca rápida y fácilmente
- Principio 2 en 1 de enfriamiento: Evaporación por calor corporal optima
- Compartimentos refrigerantes cosidos
- La refrigeración dura hasta 10 horas
- Opcional: Más frío congelando la muñequera Easy debidamente

¿Como activarlo?

Fleece

La ropa se enfría por evaporación (enfria 5-10 °C en comparación con la temperatura ambiente). En caso de necesitar un enfriamiento adicional se pueden meter los productos de hidrogel en la nevera para proporcionar diez minutos de intenso enfriamiento extra.

Después de estos diez minutos, los productos de Fleece se enfrían progresivamente por evaporación de nuevo. Si se requiere aún más refrigeración, los productos de Fleece se pueden meter en el congelador (la tela debe estar seca primero para no congelarse junto al Fleece) para proporcionar hasta tres horas de refrigeración intensa adicional ya que el Fleece se ha convertido en hielo y se derretirá lentamente.

Las piezas ortopédicas

Estas piezas ortopédicas (disponibles para la cadera, el muslo, la rodilla, el codo, la muñeca o el tobillo) son una combinación única de compresión y refrigeración en un solo producto. Ya no hace falta estar pendiente de los montones de packs y vendas refrigerantes sueltos, ni siquiera se necesita una nevera.

Una vez activado, incluso se puede llevar en la bolsa de deportes. Para un enfriamiento extra, es posible poner la pieza ortopédica en el congelador.

Los accesorios Easy

Estos accesorios están disponibles para el cuello, la cabeza y la muñeca y se pueden activar en unos pocos minutos para proporcionar alivio inmediato. Los accesorios son fáciles de llevar y gracias a la activación rápida estarán disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Por su reducido tamaño se secan antes que un producto de tamaño superior.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.